

Benvenuto in TEMPUR®

Complimenti e grazie per aver scelto TEMPUR®. Come molte altre persone in tutto il mondo, anche tu adesso potrai godere del comfort favoloso e dello straordinario alleviamento della pressione garantiti da TEMPUR®. Il nostro materiale TEMPUR® offre una sensazione unica nel suo genere e un eccezionale sostegno mirato alle forme del tuo corpo. Questa guida ti aiuterà a conoscere tutto quello che ti serve per prenderti cura dei tuoi prodotti TEMPUR® e per sfruttarli al meglio.

Per informazioni più specifiche sui prodotti, visita il sito www.tempur.com.

Guida alla manutenzione dei prodotti TEMPUR®

Consegna del materasso

Durante il trasporto, la fodera di un prodotto ingombrante come un materasso può spostarsi dalla posizione originale. Dopo aver disimballato e posizionato il prodotto, attendi che il materiale TEMPUR® si riscaldi alla temperatura dell'ambiente circostante. Adesso puoi semplicemente raddrizzare la cover nella corretta posizione simmetrica.

Quell'odore di nuovo

Alcuni clienti notano un leggero "odore di nuovo" quando ricevono e disimballano il nuovo prodotto TEMPUR®. Si tratta di un odore assolutamente innocuo, che scompare dopo un breve periodo di utilizzo. Per accelerare questo processo, si consiglia di arieggiare la stanza dove si trova il prodotto, lasciandolo in questo lasso di tempo preferibilmente senza fodera.

Materiale TEMPUR®

Il Materiale TEMPUR® è una superficie allevia-pressione, caratterizzata da una schiuma visco-elastica a cellule aperte che assorbe e distribuisce uniformemente il peso del corpo. Essendo sensibile alla temperatura, si ammorbidisce e conforma alla forma e al peso del tuo corpo offrendoti un sostegno personalizzato. L'elevata densità del Materiale TEMPUR® assicura massima stabilità e comfort assoluto.

Il materiale TEMPUR® reagisce al calore del corpo. La visco-elasticità del materiale assicura che il prodotto TEMPUR® torni alla forma originale dopo ogni compressione, impiegando un determinato lasso di tempo in base alla temperatura. Nel caso di temperature basse (18 °C o meno) il prodotto si presenterà più rigido, viceversa in caso di temperatura più alte il materiale TEMPUR® si presenterà più soffice.

Fase di adattamento

Se il tuo materasso o il tuo cuscino precedenti erano composti di materiali tradizionali come molle o un'imbottitura in lana, il tuo nuovo prodotto TEMPUR® ti parrà inizialmente diverso e il tuo corpo potrebbe impiegare del tempo per abituarsi alle straordinarie proprietà di alleviamento della pressione del materiale TEMPUR®.

Fase di assestamento (fase „break-in“)

MATERASSO TEMPUR®

Più tempo trascorri disteso sul tuo materasso – a riposare, leggere o guardare la TV – meglio è. I movimenti aggiuntivi aiutano le cellule del materiale TEMPUR® ad aprirsi, che così possono “respirare” e reagire più velocemente al peso e alla temperatura, tornando tuttavia sempre alla forma originale. Sebbene possa sembrare che il materasso sia più soffice, ciò non intacca le proprietà di alleviamento della pressione del prodotto.

Nessun bisogno di girare il materasso

Grazie ai progressi raggiunti dalla tecnologia TEMPUR® la cura del tuo prodotto non è mai stata così facile. Ogni modello di materasso ha una stratificazione interna studiata per farti dormire solo sul lato superiore.

Per prolungare la vita del prodotto, è sufficiente ruotare periodicamente il materasso lato testa-piedi.

GUANCIALI TEMPUR®

- Per migliorare ulteriormente sostegno e alleviamento della pressione durante il riposo, si consiglia di utilizzare il nuovo guanciale anche durante il giorno nelle prime 2-3 settimane.
- Se si dovesse avere un guanciale imbottito di fiocchi TEMPUR®, consigliamo di scuoterlo e appiattirlo delicatamente, per distribuire in modo uniforme l'imbottitura dopo l'utilizzo.













Spostamento, trasporto, stoccaggio e smaltimento

- Salvo diversa indicazione, i prodotti TEMPUR® non devono essere piegati o pressati in altra forma rispetto all'originale, in quanto, così facendo, il materiale TEMPUR® potrebbe danneggiarsi e perdere le sue proprietà e benefici.
- Date le sue caratteristiche, il materiale TEMPUR® potrebbe subire una leggera compressione durante il trasporto o lo stoccaggio. Il prodotto tornerà alla forma originale dopo un breve periodo esposto a temperatura ambiente.
- I toppe TEMPUR® non vanno stesi quando sono freddi, altrimenti il materiale in schiuma rischia di lacerarsi. Prima di srotolarlo, lasciare che il prodotto si adatti alla temperatura dell'ambiente circostante.
- I prodotti TEMPUR® vanno conservati nella loro forma originale.
Fa eccezione il guanciale da viaggio TEMPUR®, che può essere trasportato arrotolato nella custodia in dotazione (la custodia va utilizzata solo quando si viaggia, per evitare la deformazione permanente del cuscino).
- I materassi TEMPUR® vanno conservati distesi orizzontalmente, idealmente nella loro confezione originale.
- I toppe o coprimaterassi TEMPUR® possono essere arrotolati o lasciati distesi orizzontalmente.
- I prodotti TEMPUR® vanno conservati in un luogo asciutto (massimo 65% di umidità relativa).

- Per lo smaltimento del prodotto usato, si prega di rivolgersi alle autorità locali del proprio paese.

Simboli

I seguenti simboli sono presenti sul prodotto, sulla confezione o in queste istruzioni per l'uso.

 <p>Produttore</p>	 <p>Data di produzione</p>	 <p>Numero lotto</p>	 <p>Marchio CE in quanto dispositivi medici della classe I conformi ai requisiti della direttiva UE 2017/745 sui dispositivi medici</p>
 <p>Dispositivi medici</p>	 <p>Orientamento del prodotto stampato sul materiale</p>	 <p>Seguire le istruzioni per l'uso</p>	 <p>Articolo contenente lattice di gomma naturale come materiale costitutivo nel prodotto</p>
 <p>Evitare le fiamme libere</p>	 <p>Limite di umidità</p>	 <p>Tenere asciutto</p>	 <p>Massimo peso corporeo consentito</p>

Marchio CE

Molti prodotti TEMPUR® rientrano nella categoria dei dispositivi medici di classe 1 e sono marcati CE in conformità alla direttiva UE 2017/745 sui dispositivi medici. Per verificare che il prodotto acquistato sia marcato CE, controlla l'etichetta nella parte interna della fodera.

I prodotti con marchio CE hanno come finalità la prevenzione o il contenimento dei rischi delle piaghe da decubito negli adulti grazie alle proprietà di alleviamento della pressione del materiale TEMPUR®.

I prodotti con marchio CE sono destinati all'uso domestico. Le persone con gravi difficoltà motorie che fanno uso dei nostri prodotti vanno assolutamente seguite con regolarità e supportate qualora volessero cambiare posizione.



I materassi e topper TEMPUR® si addicono ad un peso fino a 150 kg.


Qualora il prodotto venga sottoposto a un peso maggiore, si prega di informare il Produttore e le autorità competenti del paese del cliente.
Si invita inoltre a comunicare al Produttore tale episodio in quanto causa di ricorso alla garanzia e di seguire le indicazioni della sezione „Garanzia“ di questa guida.


Presta attenzione anche a queste istruzioni d'uso

Avvertenze e misure precauzionali

I seguenti simboli e testi evidenziano possibili situazioni spiacevoli e pericolose. La negligenza nei confronti di tali avvertenze può dare luogo a ferite gravi e danni al prodotto.


	PERICOLO	Essere consapevoli di una situazione pericolosa immediata, che può causare la morte o lesioni gravi, se non evitata.
	ATTENZIONE	Essere consapevoli di una situazione pericolosa, che può causare lesioni di media gravità, se non evitata.
	IMPORTANTE	Essere consapevoli di una situazione pericolosa, che può causare danni al prodotto e / o ad altre proprietà, se non evitata.


 PERICOLO: non lasciare mai neonati, bambini piccoli o persone anziane sul materasso o sul guanciaie senza una supervisione, in quanto potrebbero avere difficoltà a girarsi.

 PERICOLO: Le persone con gravi difficoltà motorie che fanno uso dei nostri prodotti vanno assolutamente seguite con regolarità e supportate qualora volessero cambiare posizione.

La disattenzione può dare luogo a incendi – a tal proposito sconsigliamo nella maniera più assoluta di fumare mentre si usano i nostri prodotti.

 PERICOLO: Pericolo di incendio: i prodotti vanno tenuti lontani dalle fiamme libere.

 ATTENZIONE: Non utilizzare coprimaterassi imbottiti sopra un materasso o coprimaterasso TEMPUR®, poiché possono ridurre le proprietà di alleviamento della pressione. Per un sostegno ottimale, consigliamo di utilizzare un semplice lenzuolo direttamente sul materasso.

 ATTENZIONE: Il materiale TEMPUR® reagisce attivamente al calore del corpo, ecco perché sconsigliamo di utilizzare una coperta elettrica e/o una borsa dell'acqua calda con un materasso TEMPUR®, perché il calore della coperta elettrica interferisce con la sensibilità alla temperatura del materiale TEMPUR®. Tuttavia, se si vuole comunque

utilizzare una coperta elettrica, suggeriamo di mettere un lenzuolo tra il materiale TEMPUR® e la coperta elettrica, per evitare il contatto diretto con il materasso.

- IMPORTANTE: seguire attentamente le istruzioni per l'uso date dal Produttore della coperta elettrica.
- IMPORTANTE: la garanzia perde la sua validità qualora la borsa dell'acqua calda abbia delle perdite bagnando, macchiando o danneggiando il materasso.

IMPORTANTE:

- I materassi TEMPUR® devono sempre essere collocati su una base ventilata, per esempio una rete a molle o a doghe, per impedire all'umidità di accumularsi all'interno del materasso.
- I guanciali TEMPUR® non vanno usati coi capelli bagnati, perché in questo modo il materiale si danneggerebbe.
- I coprimaterassi TEMPUR® non vanno distesi quando sono freddi, altrimenti il materiale in schiuma rischia di lacerarsi. Prima di srotolarlo, lasciare che il prodotto si adatti alla temperatura dell'ambiente circostante.
- Il prodotto TEMPUR® non va piegato, deformato o compresso; così facendo si danneggerebbe il materiale.
- La garanzia perde la sua validità nel caso in cui il prodotto venga modificato o riparato.

Pulizia e cura

- la maggioranza delle fodere in tessuto è rimovibile e lavabile. Si prega di seguire le indicazioni riguardanti la pulizia del prodotto presenti sull'etichetta nella parte interna della fodera.
- Fodere speciali in tessuto contenenti il materiale TEMPUR® e che non possono essere lavate, nemmeno a secco, vanno rimosse soltanto per essere esposte all'aria ed essere spazzolate.

Guanciale Luxus in piume TEMPUR®:

- Prima di lavare la fodera in piume, rimuovere l'involucro in schiuma imbottito di fiocchi TEMPUR®.
- Lavare la fodera con detersivi privi di enzimi e farlo poi asciugare con delle palline (o con una pallina da tennis pulita) in asciugatrice, per favorire un'asciugatura omogenea ed evitare che le piume si appallottolino.
- Non usare mai l'ammorbidente sulla fodera.
- Prima di utilizzare nuovamente la fodera o riporla nell'armadio, assicurarsi che sia completamente asciutta.
- Si consiglia di pesare la fodera di questo guanciale prima del lavaggio e di asciugarlo poi nell'asciugatrice finché non raggiunge il peso che aveva prima del lavaggio. In questo modo sarà possibile capire se la fodera si sia asciugata completamente.

IMPORTANTE:


- Il materiale TEMPUR® non va lavato.


Fa eccezione il guanciale lavabile TEMPUR® EasyClean (segui le specifiche indicazioni per il lavaggio sull'etichetta nella parte interna della fodera).

- Il materiale TEMPUR® non va pulito a secco o a vapore.

IMPORTANTE

- Per tenere lontana l'umidità, i prodotti TEMPUR® vanno regolarmente esposti all'aria.

 **ATTENZIONE:** La fodera, dopo essere stata lavata, va rimessa secondo l'orientamento stampato lateralmente sulla struttura in schiuma del materasso. Il materiale TEMPUR® dal comfort e alleviamento di pressione eccezionali si trova soltanto nella parte superiore.

 **ATTENZIONE:** Per quanto riguarda le fodere di prodotti per sedute o guanciali con strati di schiuma, prestare attenzione, dopo il lavaggio, all'orientamento da seguire per reinserirle correttamente. Il materiale TEMPUR® dal comfort e alleviamento di pressione eccezionali si trova soltanto nella parte superiore.

Informazioni tecniche sui prodotti

- Alcuni prodotti TEMPUR® hanno un rivestimento antiscivolo sul lato inferiore per impedire lo scivolamento durante l'uso.
- i prodotti TEMPUR® sono disponibili in varie dimensioni. Il peso del prodotto dipende sempre dalla sua grandezza. Ulteriori informazioni disponibili su richiesta.
- Materiali utilizzati – vedi l'etichetta nella parte interna della fodera.

Lattice

Determinati prodotti TEMPUR® sono costituiti da una struttura di strati di schiuma connessi da un collante in lattice e dal materiale TEMPUR® che occupa la parte più alta.

Per verificare che il prodotto acquistato contenga lattice, controlla l'etichetta nella parte interna della fodera.

Il materiale TEMPUR® e la fodera non contengono lattice.

Norme antincendio

 **PERICOLO:** Rischio di incendio: i prodotti vanno tenuti lontano da fiamme libere.

Prodotto TEMPUR®	Sicurezza antincendio
Materassi, coprimaterassi	EN 597-1 (Cigarette test)
Materassi, coprimaterassi (versioni ignifughe)	BS 7177 Low Hazard - (DS/EN 597-1 (Cigarette) DS/EN 597-2 (Match) BS 5852 (Crib 5) sulla schiuma

Guanciali, cuscini del divano e prodotti per una corretta postura (sagomati e imbottiti di fiocchi)	EN/ISO 12952-1 (Cigarette test)
Guanciali, cuscini del divano e prodotti per una corretta postura, sagomati (versioni ignifughe)	(EN/ISO 12952-1 (Cigarette test) EN/ISO 12952-2 (Match) BS 5852 (Crib 5) sulla schiuma
Guanciali, cuscini del divano e prodotti per una corretta postura con imbottitura di fiocchi (versioni ignifughe)	EN/ISO 12952-1 (Cigarette test) EN/ISO 12952-2 (Match) BS 5852 (source 2) sulla schiuma
Guancialetto Luxus in piume (versioni ignifughe)	BS 5852 (source 2) su residui di schiuma BS 5852 (source 2) sulle piume

Produttore



Dan-Foam ApS
Holmelund 43
5560 Aarup
Danimarca

*Dan-Foam ApS è una controllata di
TEMPUR Sealy International, Inc